

Dementiezorg

Prefita slaapoplossingen voor hulp
en ondersteuning bij dementie



prefita 
zorgoplossingen op maat

Prefita voor zorgeloos slapen

Slapen is een primaire levensbehoefte, een goede nachtrust is de basis voor een zorgeloze dag. Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een (ernstige) hersenaandoening. Speciaal voor die mensen en hun zorgverleners, heeft Prefita een geavanceerde hoogwaardige productlijn ontwikkeld. Ontzorging op de plek waar dat het meest nodig is: tijdens de nachtdienst.

**Slapen wordt weer een rust- en herstelmoment.
Zowel voor de patiënt als voor verzorgers en familie.**



Veel zorginstellingen zijn niet bekend met het feit dat er enkele 'simpele' hulpmiddelen verkrijgbaar zijn die het leed verzachten. Dementiematrasen geven de patiënt een stabiele, comfortabele houding in bed. Positioneringskussens voorzien in een stabiele ligging en een alarmoproepsysteem alarmeert wanneer de persoon met dementie hulp nodig heeft. Mocht er ondanks deze zorgoplossingen toch een patiënt uit bed vallen, dan zorgen de Prefita valmatten ervoor dat de val voor een groot deel wordt opgevangen.

Ontzorging en bescherming

Er is een stijgende hulpvraag vanuit zorginstellingen om mensen met dementie goed te kunnen begeleiden. De groep mensen die met deze ziekte wordt geconfronteerd groeit snel, terwijl het aantal zorgverleners per patiënt gelijk blijft of zelfs daalt. Deze steeds groter wordende werkdruk is vooral in de avonduren en 's nachts voelbaar. Onvoldoende hulpmiddelen voor goede zorg in de nachtelijke uren zorgt bovendien voor meer problemen en stress overdag. Patiënten die slecht slapen zorgen over het algemeen voor veel onrust op de afdeling.

Vanuit praktijkervaring ontwikkeld

Prefita heeft als oogmerk kwaliteitsproducten op de markt te brengen die de levenskwaliteit bij dementie verhogen. De productlijn is daarom vanuit praktijkervaring ontwikkeld en heeft haar waarde ook in de praktijk bewezen.

Productlijn Prefita dementiezorg

- 1. Prefita Touch dementiematrasen**
- 2. Prefita positioneringskussens**
- 3. Prefita valmatten**
- 4. Prefita alarmoproepsysteem**
- 5. Overige hulpmiddelen voor oriëntatie en fixatie**

Nieuwste technologieën

Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën (zoals pulse-sensoren en EPS microparels) wordt slapen weer een rust- en herstel-moment voor gebruiker, verzorgers en familie.



Een goede nachtrust vermindert de symptomen van dementie. Deze Prefita productlijn is hier speciaal voor ontwikkeld.

Bewezen resultaten met betrekking tot de slaapkwaliteit

Diverse zorginstellingen en ziekenhuizen maken reeds gebruik van de Prefita dementieproductlijn en ervaren vaak al binnen twee weken grote verbetering.

**Meer slapen.
Meer kwaliteit van leven.
Minder zorg.**

De Prefita productlijn voor dementie leverde binnen twee weken merkbare verbeteringen op:

1. Een verbeterde nachtrust bij patiënten. Een betere slaapkwaliteit en een diepere ontspanning.
2. Minder slaperigheid overdag.
3. Meer bereidheid om te communiceren en deel te nemen aan de dagelijkse routine.
4. Toename in oogcontactsignalen: een hogere responsiviteit.
5. Meer plezier en een groter gevoel van vreugde en vriendelijkheid. Een toename in de moed om te leven.
6. Afname van het sundowning-syndroom: balans in plaats van rusteloosheid.
7. Vermindering van stress en agressie. Meer rust op de afdeling.

1. Prefita Touch dementiematrassen

Pulserend matras voor behoud van de slaapcyclus.

Bijna zeventig procent van alle dementiepatiënten in Nederland heeft last van slaapstoornissen. En dat terwijl structuur en nachtrust bij deze aandoening extreem belangrijk is. Slaapttekort vanwege het rondwalen in de nachtelijke uren zorgt voor verstoring van het tijdsbesef. Het gevolg is dat de dementiepatiënt rusteloos en angstig wordt. Het dutje midden op de dag zorgt ervoor dat de mensen nog sneller vergeten waar ze zijn, wat voor moment van de dag het is en continu naar 'huis' (hun bed) willen. Dit door slaapttekort gerelateerde patroon is al vrij snel zichtbaar. Maar naarmate de ziekte vordert, wordt dit beeld sterker: het bed wordt vaker zonder reden verlaten en de onrust tijdens de nachtelijke uren neemt hand over hand toe.

Beter herstellvermogen

Mensen met dementie verliezen al na een paar minuten het lichaamsgevoel dat wij 'liggen' noemen. De Prefita Touch dementiematrassen zorgen ervoor dat dit besef langer blijft, waardoor de kwaliteit van het slapen en daarmee ook de kwaliteit van het leven progressie boekt. De basis van het Touch systeem ligt in het inwendige matras. Deze is voorzien van kubusvormige elementen van traagschuim, die als een raster met elkaar in verbinding staan: de impulsgevers. Elk matras bestaat uit zo'n 1600 impulsgevers die zorgen voor een verbeterde lichaamswaarneming. Het lichaam krijgt kleine reactie-impulsen bij elke lichaamsbeweging. Zo blijft de patiënt zich bewust van de liggende houding en zal langer blijven liggen. Het hoogwaardige, zachte schuim zorgt voor comfort en een goede luchtdoorlating. Het verbeterde microklimaat komt de intensiteit van de slaapcyclus ten goede. Het matras is ook effectief inzetbaar om doorliggen te voorkomen.



Het Prefita Touch dementiematras bestaat uit 1600 impulsgevers die zorgen voor een verbeterde lichaamswaarneming.

Emotionele rust voor omgeving

Een goede nachtrust is voor mensen met dementie of Alzheimer extra belangrijk om het tijdsbesef en de structuur te behouden. Bovendien zuivert slaap de hersenen. Het is dan ook een enorme opluchting voor de verzorgers en naasten als de dierbare met dementie dieper en langer slaapt en in de slaapcyclus enige regelmaat kent. Volgens recent onderzoek van de Universiteit van Rochester in New York worden de hersenen tijdens het slapen gereinigd. Neurologen aan de Washington Universiteit stelden bovendien vast dat een goede nachtrust de ontwikkeling van dementie vertraagt.

Ontzorging

Prefita Touch dementiematrassen verhogen niet alleen het gevoel van veiligheid bij dementiepatiënten. Ook zorginstellingen hebben baat bij de ontzorgende werking ervan. Een beter herstel door middel van nachtelijke rust leidt tot een actievere deelname aan de dagactiviteiten en verkleint de inspanning die het verzorgend personeel moet doen in de patiëntbegeleiding. Personeel en medebewoners worden minder vaak opgeschrikt door dwalende medepatiënten. En dat is vooral een rustgevend gedachte voor familie en betrokkenen.

Het Prefita Touch matras verhoogt niet alleen het gevoel van veiligheid bij de dementiepatiënt. Ook zorginstellingen hebben baat bij de ontzorgende werking ervan.





De paarse kleur werkt geruuststellend en heeft een positieve uitwerking op de gemoedsrust van dementiepatiënten.



2. Prefita positioneringskussens

Ideaal voor thuiszorg, zorginstellingen en verpleeghuizen.

Speciaal voor toepassing bij dementie biedt Prefita positioneringskussens voor drukverlichting en ondersteuning. De kussens bieden een hoge mate van comfort en stabiliteit en zijn speciaal ontwikkeld om in elk denkbare situatie het lichaam in de juiste positie te brengen. De hoogwaardige materialen in combinatie met de vorm, kleur en maatvoering werken therapeutisch en zijn daarnaast geschikt om doorliggen te voorkomen. De kussens nemen eenvoudig de lichaamswarmte aan en zijn resistent tegen alle denkbare vloeistoffen.

Vervormbare kussens met microparelsysteem

De Prefita vervormbare positioneringskussens met microparelsysteem zijn zeer geschikt voor optimale drukontlasting en de ontspanning van de patiënt. De allerkleinste EPS parels staan garant voor een effectieve ondersteuning. De kussens passen zich perfect aan de patiënt aan, zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het microparelsysteem is extreem stil en bevordert het lichaamsbewustzijn. Binnen dit systeem zijn er ook hoofd- en handkussens leverbaar.

Bepaal het juiste hulpmiddel altijd op basis van het individuele klinische beeld en de wensen van de direct betrokkenen.

Modellen van het positioneringskussen zijn aan te passen aan de persoonlijke zorgvraag. Dit varieert van zeer stabiele tot volledig flexibele kussens. Dankzij deze specifieke modelkeuze krijgt de gebruiker de beste slaap- of zithouding en de best mogelijke nachtrust.


Meer informatie?

Wij verstrekken familie, verzorgers en mantelzorgers graag meer informatie over de mogelijkheden om met positioneringskussens de zorg voor dierbaren verder te optimaliseren.



Vormvaste kussens met sandwichsysteem

De serie positioneringskussens met sandwichsysteem bestaan uit positioneringsrollen en wiggen. De kwalitatief hoogwaardige kussens zijn opgebouwd uit twee lagen. De stabilere PU-schuimkern is ingekapseld in een zachtere koude schuimlaag. Het sandwichsysteem is daardoor vormstabiël maar voelt nog steeds zacht aan. De kussens zijn tweezijdig inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen, zoals voor de tijdelijke ondersteuning bij bewegingsactiviteiten of voor de individuele positionering van het lichaam.



3. Prefita valmatten

Voor een veilige slaapomgeving voor rusteloze- en valgevoelige cliënten

Iedereen wil een zo veilig mogelijke slaapomgeving voor rusteloze- en valgevoelige cliënten. Als het gaat om dementiezorg of andere kwetsbare groepen is preventief handelen in alle gevallen de beste oplossing. Prefita biedt hiertoe een aantal hoogwaardige producten die specifiek ontwikkeld zijn om vallen of de kans op letsel bij vallen te voorkomen:

- Prefita veiligheidsmatten
- Prefita antislip valmatten
- Prefita alarm-oproep systeem


Prefita 'Val en Stop!' veiligheidsmatten

Val en Stop!: dat is het concept van de Prefita veiligheidsmatten die u direct naast het bed plaatst. Deze valmatten zijn voorzien van EPS microparels die zijn opgenomen in een fijnmazig netwerk. Dit hoogwaardig netwerk veert mee en verzacht de landing. Bij het uit bed vallen zinkt de persoon in de zachte vulling en wordt het doorrollen van het lichaam direct gestopt. Letsel, ontstaan door stoten of doorrollen, wordt hiermee voorkomen. Praktisch: door middel van de draagband verplaatst of transporteert u de veiligheidsmat in een ommezien.



Prefita Antislip valmatten

Prefita Antislip valmatten worden ingezet om de val te breken bij cliënten die mogelijk uit bed rollen. Dit valmatras is gemaakt van hoogwaardig RG35 PU-schuim en plaatst u direct naast het bed om de impact van een val te verminderen. Dankzij de stroeve stof (antislip) aan de onderzijde, kan de mat niet wegglijden. De matten zijn voorzien van een beschermende incontinentiehoes die dankzij de ritsluiting eenvoudig te verwijderen is voor reiniging. Er zijn drie uitvoeringen leverbaar: standaard, vouwbaar en wigvorm. De matten met wig dempen de val eerder en verminderen het risico op verwonding.



Als het gaat om dementiezorg of andere kwetsbare groepen is preventief handelen in alle gevallen de beste oplossing.





4. Prefita alarmoproepsysteem

Een veilig gevoel bij uw dierbaren zorgt voor meer rust bij u als zorgverlener.

Mensen met dementie hebben continu begeleiding nodig, dat vergt tijd, aandacht en geduld. Dankzij het Prefita alarmoproepsysteem, ontstaan er meer momenten van rust. Naasten hoeven zich minder zorgen te maken over hun dierbaren in de wetenschap dat er bij een noodoproep snel en adequaat gereageerd kan worden. Een persoon die zorg behoeft, kan op deze manier langer zelfstandig thuis blijven wonen en zich daarbij veilig voelen.

Eenvoudige installatie en bediening

Plaatsing van het Prefita alarmoproepsysteem is heel gemakkelijk en neemt weinig ruimte in beslag. De patiënt drukt eenvoudig op de rode noodknop van de polsband of nekhanger, waardoor er een akoestisch en/of optisch alarm afgaat richting verzorgers of familieleden. De noodknop werkt in combinatie met de kabelvrije wandcontactunit. Deze heeft een actieradius van 150 meter. Het systeem werkt met gemak over twee verdiepingen en kan - afhankelijk van de afstand - eventueel bij de burens geïnstalleerd worden.



Met een alarmoproepsysteem voelen mensen met dementie zich veiliger en wonen langer zelfstandig thuis



5. Overige hulpmiddelen bij dementie

Voor oriëntatie- en fixatie en een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Prefita zitzak

De Prefita zitzak is een zacht alternatief voor traditionele fixatiehulpmiddelen en wordt vaak ingezet als tijdelijke hulp bij het zitten. De zitzak is bijzonder geschikt voor mensen met dementie die fysiek worden uitgedaagd en een hoge bewegingsdrang hebben. De zitzak zorgt voor fixatie en beschermt de betrokkene tegen vallen of zelfbeschadigend gedrag. Het kussen is gevuld met drukverdelende EPS parels. De hoes is van rode, waterafstotende stof.



Prefita dementiekussen

Dit speciaal ontwikkelde kussen voor dementiepatiënten wordt op vele manieren ingezet. Het kussen vormt zich bijzonder goed om het lichaam in alle liggende posities. Het kussen geeft de patiënt een gevoel van veiligheid en geborgenheid, helpt bij oriëntatie en ondersteunt bij het in slaap vallen en in slaap blijven. Het verlies van lichaams-sensaties wordt tegen gegaan. Het kussen is gevuld met drukverdelende EPS parels voor een optimale contourvorming en ondersteuning. Inclusief anti-allergiehoes.



prefita
zorgoplossingen op maat

Wij bepalen het juiste hulpmiddel altijd op basis van het individuele klinische beeld en de wensen van de direct betrokkenen.

Meer informatie?

Wij verstrekken familie, verzorgers en mantelzorgers graag meer informatie over de mogelijkheden om de zorg voor uw dierbaren verder te optimaliseren.

Uw leverancier:

Prefita is een label van Nice2U
Telefoon +31 (0)383033370
E-mail info@nice2u.nl
Website www.nice2u.nl

Wijzigingen, zet- en of drukfouten voorbehouden.