

De Repose® pomp

- Dubbele functie (pomp & verpakking)
- Optimale prestatie



Altijd de juiste druk (always the right pressure)

De gepatenteerde ‘smart valve’-technologie sluit automatisch wanneer de interne druk in Repose® de optimale waarde voor drukherverdeling en klinische doeltreffendheid bereikt, voorkomt dat de matras of het kussen te hard opgeblazen worden. Laat overtollige lucht naar buiten voor een maximale ondersteuning, comfort en klinisch voordeel voor de patiënt.

Hoorbare Klik

Een hoorbare klik bevestigt dat de correcte druk bereikt werd en garandeert dat de Repose® klaar is voor gebruik, niet te veel of niet te weinig opgeblazen is.

Verpakking en pomp met dubbele functie

Dit systeem met dubbele functie bevat duidelijke instructies voor het opblazen, reinigen, leeglaten, weer inpakken van het systeem alsook een identificatielabel voor de eigenaar.

Geïntegreerde gebruiksinstructies

De gedetailleerde gebruiksinstructies, inclusief beperkingen, voorzorgen en reiniginginstructies, bevinden zich aan de binnenzijde van de pomp.

Ingebouwde veiligheid

De vergrendelknop garandeert dat de pomp niet opent wanneer ze opgeborgen of vervoerd wordt en de in de basis ingebouwde veiligheidsgreep biedt een stevige grip tijdens het pompen.

Vervoer en opslag

Compacte en lichte koker met het oog op goedkope opslag en vervoer.



Bewezen efficiëntie

Belangrijkste studies en technische testen

- Bale S. et al., Recognizing the Feet as being at Risk from Pressure Damage in British J of Nursing, 10 : 20, 2001.
- Ballard Wilson A., Pressure ulcer prevalence Audit: What are the Benefits of doing it?, Poster, EPUAP Berlin, 2006.
- Defloor T. et al., Anti-decubituskussen, drukvermindering of toch niet? in Hospitalia, 41, pp. 18-24, 1997.
- Defloor T. et al., Het belang van zithouding en drukreducerende kussens in het ontstaan van drukletsels in WCS, 15 : 44-51, 1999.
- Deutschmann G., Druckgeschüre verhindern - Stabile Seitenlagerung und optimale Fersendruckentlastung bei immobilen Patienten in Pro care, 4 : 6-9, 2009.
- Fray M. et al., The Evaluation of a Prototype Handling Device to assist with Horizontal Lateral Transfers, Loughborough University HEPSU, Awaiting publication.
- Giménez Tébar J.L. et al., Sistema de apoyo de aire no alternante, para mejorar la calidad de vida en la prevención y tratamiento de las UPP, Poster, GNEAUP Santiago de Compostela 2010.
- Hampton S., Repose®: the cost-effective Solution for prompt Discharge of Patients in British J of Nursing, 9 : 21, 2000.
- Mc Farlane A. et al., Two Clinical Evaluations of the Repose® System in Wounds, 2:3, 2006.
- Melhuish JP et al., Pressure Relief for Heels: an effective Innovation, Cardiff, s.d.
- Osterbrink J. et al., Clinical Evaluation of the Repose® System, 2005.
- Price P. et al., Challenging the Pressure Sore Paradigm in J of Wound Care, 8 : 4, 1999.
- Price P. et al., The Use of a new Overlay Mattress in Patients with chronic Pain: Impact on Sleep and self reported Pain in Clinical Rehabilitation, 17 : 488-492, 2003.
- Wyndham-White C. et al., Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Evaluation of Pressure Reducing Static Air Supports, Poster 254, EWMA Geneva 2010.

Repose® bestelreferenties

Kussens en oplegmatrassen

- REP-6201100 Kussen (45 x 45 cm) + pomp
- REP-6231100 Kussen (45 x 45 cm) + PU hoes + pomp
- REP-6011100 Oplegmatras (190 x 77 cm) + pomp
- REP-6121100 Oplegmatras + kussen + pomp
- REP-6681100 Oplegmatras voor radiologie (190 x 55 cm) + pomp

Hielbeschermers en hielwiggen

- REP-6501100 Hielbeschermer (38 x 20 cm) (2 stuks in 1 pomp)
- REP-6021100 Hielbeschermer large (51 x 28 cm) (2 stuks in 1 pomp)
- REP-6711100 Hielwig met lint (69 x 45 cm) + pomp
- ORT-REP/HEEL/SPALK Spalk voor Repose®hielbeschermer

Pediatrisch gamma

- REP-6401100 Babytherm (76 x 53 cm) + pomp
- REP-6801100 Pediatrische oplegmatras (129 x 67 cm) + pomp
- REP-6801101 Babynest (58 x 33 x 10 cm) + pomp

Repose® - Total Care Pack

- REP-6882994 10 Oplegmatrassen 3 Hielwiggen
- 5 Kussens 1 Grote pomp
- 4 Hielbeschermers 1 Kleine pomp

Repose® - samengestelde pakketten (bulk)

- REP-6111100 1 Doos met 10 oplegmatrassen + 1 pomp
- REP-6200100 1 Doos met 10 kussens + 1 pomp
- REP-6500200 1 Doos met 20 hielbeschermers (38 x 20 cm) + 1 pomp
- REP-6500201 1 Doos met 20 hielbeschermers L (51 x 28 cm) + 1 pomp
- REP-6700102 1 Doos met 10 hielwiggen + 1 pomp

Repose® Companion


- REP-6990002 Companion

Repose® Inbo matras

- REP-INBO-80 Inbo matras 197 x 77 x 14 cm
- REP-INBO-90 Inbo matras 197 x 87 x 14 cm



Een doeltreffend hulpmiddel
in de preventie en behandeling
van doorligwonden



Repose® Total Care Pack

Een assortiment Repose® producten in één handige verpakking.

Het Repose® Total Care Pack is een nieuwe, gebruiksvriendelijke methode voor het aanbieden van een selectie van Repose® producten aan frequente gebruikers in een handige en kostenefficiënte verpakking. Zo is Repose® onmiddellijk beschikbaar en inzetbaar.

- Het Repose® Total Care Pack bevat:
- 10 Repose® oplegmatrassen
 - 5 Repose® kussens
 - 4 Repose® hielbeschermers
 - 3 Repose® hielwiggen
 - 1 grote Repose® pomp
 - 1 kleine Repose® pomp

Navulpakken (bulk) zijn verkrijgbaar



- Alle afmetingen zijn gegeven voor de opgeblazen hulpstukken
- Max. patiëntengewicht = 139 kg, behalve Babyneest en Babytherm = 3 kg

Repose® Companion

De Repose® Companion is een uniek nieuw systeem dat de patiënt vergezelt tijdens het ziekenhuisverblijf. Het combineert doeltreffend drukverdeling en veilige zijdelingse transfers.

- Voordelen:**
- Ononderbroken decubitus preventie
 - Snelle en gemakkelijke transfers




Repose®: Decubitus voorkomen en behandelen


Repose® bestaat uit met lucht gevulde en onderling verbonden membranen uit polyurethaanfilm. Het 50 µ dikke polyurethaan is uiterst elastisch : het kan tot zesmaal worden uitgerokken zonder te scheuren of zijn elastische veerkracht te verliezen. De combinatie van lucht en polyurethaanfilm garandeert de best mogelijke drukverdeling door immersie en omhulling. Het materiaal is ademend, waterdicht en temperatuurneutraal.

Repose® is eenvoudig en kan in alle omstandigheden zeer snel preventief en curatief worden ingezet.

Met Repose® kunnen druk, schuifkrachten, wrijfkrachten en microklimaat doeltreffend worden aangepakt.



- R**evolutionair
- E**fficiënt
- P**rijsvoordelig
- O**ptimale drukverdeler
- S**impel in gebruik
- E**nig



Voordelen:

- Minder decubitusprevalentie en -incidentie
- Optimale bescherming in bed en op de stoel
- Uitstekende zorg voor alle patiënten
- Kostenbesparing
- Tijdsbesparing (verplegend en logistiek personeel)
- Plaatsbesparing (magazijn)
- Gemakkelijk inzetbaar